


生命科学特色产品



BioVac225

便携式液体抽吸系统

- 液体抽吸系统 (Bio-suction) 是专门为生化培养后组织与培养液之分离所设计, 是无菌操作台不可或缺的好搭档, 其特色有:
- 无油式真空泵设计, 免添加润滑油, 噪音值低且耐用
- 多功能液体吸取组及脚踏开关, 使用更方便
- 双重溢满保护装置
- 废液瓶及碟形滤片均可用高压蒸气灭菌



BioVac

废液抽取套件

贴心 Lock 键设计, 单手即可退 tip, 配件更换方便, 可蒸气灭菌



Acura® manual 865

连续微量分液器

- 用于连续分配微量液体, 分液体积由数字化调节。所有与液体接触材料由惰性材料制作, 化学兼容性佳。可与试剂瓶或注射器通过接口连接, 也可通过插管与试剂瓶相连。校正简单易行, 用户可自行校正。每支分液器均有单独的序列号和 QC 证书。整支分液器可高压灭菌。



WCI-15R

便携式 Mini CO2 培养箱

体积: 15.2L
重量 6.8Kg, 容易搬运
便携式, 带提手, 带汽车电源插头
小外形尺寸适合在工作台或者超净台里使用
数字式温度和 CO2 设置
强制对流的空气循环, 带循环风扇
卓越的温度均匀性
开门后快速回复设置残余数据, 精确的 CO2 浓度控制
帕尔贴制冷功能, 噪音低



CGQ

细胞生长实时检测系统

非侵入性 (放置于培养瓶底部, 不与培养基接触) 持续性好, 不会对微生物 / 细胞生长造成影响, 自动测量, 节省操作时间和成本, 实时测量, 对任何偏差反应迅速, 数据采集量大, 在设定时间内对工艺过程进行详细监测, 平行反应监测, 可以同时监测最多 16 个摇瓶

Multitron Standard

标准振荡培养箱

用于生物培养应用的标准型振荡培养箱

- 温度控制佳
温度范围: 室温 +5~60°C 或 4~60°C
温度稳定性为 $\pm 0.1^\circ\text{C}$; 温场均匀性达 $\pm 0.2^\circ\text{C}$
- 动态平衡的驱动系统, 振荡速度范围为 20~400RPM, 控制精度达 0.1RPM
- 容积: 240L; 外形尺寸: 1070x860x550mm
- 超高承载量, 可以承载 48 个 250ml 或 6 个 5000ml 最大限度节省实验室空间, 提高“单位空间效益比”
- 可三层叠加使用, 并且可以集中控制, 也可以单层独立使用, 更节省实验空间; 三层
- 叠加尺寸: 1070 x 860 x 1710 (含底座)



YSI 2900 生化分析仪

发酵控制 食品 & 饮料 临床研究

完全模块化设计, 可提供升级服务, YSI 2900 和 2950 系列提供直观图形用户界面, 触摸屏。2900 系列生化分析仪非常容易使用, 高性价比的测量下述化学物质, 测量范围广: 葡萄糖, 乳酸, 谷氨酰胺, 谷氨酸, 铵*, 钾*, 木糖, 乙醇, 甲醇, 蔗糖, 半乳糖, 乳糖, 胆碱, 丙三醇, 过氧化氢



D-130

手持式超细匀浆机

工作头可进行高温消毒可重复使用, 拆卸方便
适用于在小型容器内分批加工流体物料, 如加工肌肉、内脏、纤维类等。
空载转速 (rpm) 8000 ~ 30000
处理量范围 H2O(ml) 0.1 ~ 50 (H2O) / 1 ~ 250 (H₂O)

